



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.704.400
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 0,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, PCR Performance Tested, 250 unidades/bolsa Minigrip

### **Características del producto**

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	30000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	7.8 mm
Longitud del producto	30 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	156000
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	97 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	1.57 kg
EAN de la caja interna	4038917235150
EAN de la caja	4038917235143

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

