



Descripción del artículo

Número de pedido	72.706.400
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 1,5 ml, material: PP, transparente, tapón: transparente, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, PCR Performance Tested, 250 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	30000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	39 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	100000
Profundidad caja interior	301 mm
Ancho de la caja interior	221 mm
Altura de la caja interior	161 mm
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	180 mm
Volumen de la caja	0.0258 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	2.97 kg
EAN de la caja interna	4038917118293
EAN de la caja	4038917078320

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

