



Descripción del artículo

Número de pedido	72.701.500
Descripción del artículo	Recipiente de reacción SafeSeal, volumen de trabajo: 5 ml, material: PP, transparente, tapón: neutro, tapón de SafeSeal, cierre adjunto, con escala inyectada y campo de rotulación, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón de SafeSeal
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	25000 x g

Dimensiones

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	60 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	800
unidades / pallet	38400
Profundidad caja interior	294 mm
Ancho de la caja interior	184 mm
Altura de la caja interior	124 mm
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	138 mm
Volumen de la caja	0.0329 cbm
Peso del producto	0.0031 kg
Peso de la caja	3.51 kg
EAN de la caja interna	4038917952514
EAN de la caja	4038917952521

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

