



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 62.547.254 |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, tapón: rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: azul/blanco, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 25 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Etiqueta/ Impresión | con impresión |
| Color impresión/etiqueta | azul/blanco |
| Graduación | sí |
| Tapón | tapón de rosca estándar |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo cónico |
| Volumen de trabajo | 50 ml |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 28 mm
Longitud del producto 114 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito ADR
Categoria de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Apirógeno sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 300
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 25
unidades / caja 300
unidades / pallet 9000
Profundidad de la caja 580 mm
Ancho de la caja 328 mm
Altura de la caja 258 mm
Volumen de la caja 0.0491 cbm
Peso del producto 0.0128 kg
Peso de la caja 4.61 kg
EAN de la caja interna 4038917111898
EAN de la caja 4038917013420

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT