



Especificaciones del producto

IsoFreeze® PCR Rack, PP, dimensión modular: 12 x 8, adecuada para recipientes de PCR de 0,1 ml y 0,2 ml, tiras para PCR y placas PCR

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	95.984
Descripción del artículo	IsoFreeze® PCR Rack, material: PP, multicolor, dimensión modular: 12 x 8, adecuada para recipientes de PCR de 0,1 ml y 0,2 ml, tiras para PCR y placas PCR, Cambio de color de lila a rosa a 7 °C, 2 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	recipientes de PCR de 0,1 ml y 0,2 ml, tiras para PCR y placas PCR
Formato	12 x 8

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	multicolor
Color del cierre	transparente
Color del marco	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

IsoFreeze® PCR Rack, PP, dimensión modular: 12 x 8, adecuada para recipientes de PCR de 0,1 ml y 0,2 ml, tiras para PCR y placas PCR

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	2
unidades / caja	10
unidades / pallet	1280
Profundidad caja interior	181 mm
Ancho de la caja interior	36 mm
Altura de la caja interior	181 mm
Profundidad de la caja	490 mm
Ancho de la caja	185 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0118 cbm
Peso del producto	0.2144 kg
Peso de la caja	2.95 kg
EAN de la caja interna	4038917373425
EAN de la caja	4038917373418

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT