



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3911.002
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-75, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, tapón de filtro, TC Tested, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón de filtro
Tipo de célula	células adherentes
Superficie crecimiento	74.2 cm ²
Volumen de trabajo	21 ml - 55 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	rojo

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Especificaciones del producto
Frasco de cultivo celular, T-75, superficie:
Estándar, tapón de filtro

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	1600
Profundidad de la caja	445 mm
Ancho de la caja	402 mm
Altura de la caja	438 mm
Volumen de la caja	0.0784 cbm
Peso del producto	0.05 kg
Peso de la caja	6.78 kg
EAN de la caja interna	4038917337687
EAN de la caja	4038917366052

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT