



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3901
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 60 x 15 mm, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células adherentes
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	22.1 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 60 x 15 mm,**  
**superficie: Estándar**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro	60 mm
Altura del producto	15 mm

**Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	332 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.0419 cbm
Peso del producto	0.0079 kg
Peso de la caja	5.02 kg
EAN de la caja interna	4038917338073
EAN de la caja	4038917338066

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**