



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3902
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 100 x 20 mm, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células adherentes
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	58.8 cm ²
Volumen de trabajo	13 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 100 x 20 mm,
superficie: Estándar

Página 2

Dimensiones

Diámetro	100 mm
Altura del producto	20 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	300
unidades / pallet	4200
Profundidad de la caja	505 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	450 mm
Volumen de la caja	0.0711 cbm
Peso del producto	0.0193 kg
Peso de la caja	7.37 kg
EAN de la caja interna	4038917338196
EAN de la caja	4038917338189

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-13

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT