



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3923.300
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular, 48 pocillos, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, fondo plano, TC Tested, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células exigente adherente
Forma del fondo	fondo plano
Número de pocillos	48
Superficie crecimiento	0.64 cm ²
Volumen de trabajo	0,5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Dimensiones

Volumen máx.	1.27 ml
Ancho del producto	85.2 mm
Altura del producto	22.4 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	2400
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	297 mm
Altura de la caja	275 mm
Volumen de la caja	0.0271 cbm
Peso del producto	0.0633 kg
Peso de la caja	3.91 kg
EAN de la caja interna	4038917338646
EAN de la caja	4038917338639

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

