



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1993
Descripción del artículo	Lámina PCR, libre DNasa/RNasa, material: PL, transparente, apto para qPCR, autoadhesivo, campo de aplicación: -40 - 120 °C, material delgado, alta claridad óptica, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	sí
Temperatura mínima	-40 °C
Temperatura máxima	120 °C

Dimensiones

Ancho del producto	80 mm
Longitud del producto	137 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	poliéster (PL)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	libre DNasa/RNasa
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1600
unidades / pallet	192000
Profundidad caja interior	148 mm
Ancho de la caja interior	148 mm
Altura de la caja interior	116 mm
Profundidad de la caja	216 mm
Ancho de la caja	216 mm
Altura de la caja	203 mm
Volumen de la caja	0.0095 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	3.74 kg
EAN de la caja interna	4038917303569
EAN de la caja	4038917388221

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

