



Descripción del artículo

Número de pedido	65.989.002
Descripción del artículo	Tira de tapas PCR, para placas PCR (ref. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & tiras para PCR (ref. 72.985.002/.092/.992), PCR Performance Tested, material: PP, altamente transparente, tapón plano, apto para qPCR, 120 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	placas PCR (ref. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & tiras para PCR (ref. 72.985.002/.092/.992)
Indicado para qPCR	sí
Número de pocillos	8
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	4.47 mm
Ancho del producto	7.3 mm
Altura del producto	3.25 mm
Longitud del producto	77.2 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	altamente transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	bolsa Minigrip
unidades / caja interna	120
unidades / caja	480
unidades / pallet	155520
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	0.32 kg
EAN de la caja interna	4038917259910
EAN de la caja	4038917259903

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

