



Descripción del artículo

Número de pedido	55.1579
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, apto para citómetros de flujo como FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500, 500 unidades/envase apilado

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	citómetros de flujo como FACSCanto, FACSAria, FACSCalibur, LRS2, FC500
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	12 mm
Longitud del producto	75 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	envase apilado
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	112000
Profundidad caja interior	394 mm
Ancho de la caja interior	77 mm
Altura de la caja interior	179 mm
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	383 mm
Altura de la caja	175 mm
Volumen de la caja	0.0287 cbm
Peso del producto	0.0026 kg
Peso de la caja	5.82 kg
EAN de la caja interna	4038917157735
EAN de la caja	4038917157728

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

