



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3945.070
Descripción del artículo	Tamiz celular, tamaño de poro: 70 µm, blanco, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Ejemplo de aplicación	para la elaboración de suspensiones de células individuales
Indicado para	tubos de centrifuga de 50 ml
Filtro	sí
Superficie filtro	4.2 cm <sup>2</sup>
Tamaño de poro	70

### **Dimensiones**

Diámetro	34.09 mm
Altura del producto	21 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material de la membrana	nylon
Material del marco	Polipropileno (PP)
Color del marco	blanco
Material del filtro	nylon

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	600
unidades / pallet	9600
Profundidad caja interior	245 mm
Ancho de la caja interior	180 mm
Altura de la caja interior	130 mm
Profundidad de la caja	520 mm
Ancho de la caja	385 mm
Altura de la caja	410 mm
Volumen de la caja	0.0821 cbm
Peso del producto	0.0068 kg
Peso de la caja	6.78 kg
EAN de la caja interna	4038917415019
EAN de la caja	4038917415002

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

