



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6170.802
Descripción del artículo	Cámara de cultivo celular x-well, 8 pocillos, en portaobjetos de vidrio, marco despegable, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 6 unidades/blíster

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	en portaobjetos de vidrio
Tipo de célula	células adherentes
Número de pocillos	8
Superficie crecimiento	0.8 cm ²
Volumen de trabajo	0,5 ml
Marco despegable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Ancho del producto	24 mm
Longitud del producto	76 mm

Material y colores

Material del producto	vidrio sodocálcico
Material del marco	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	6
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	6
unidades / caja	96
unidades / pallet	10368
Profundidad caja interior	127 mm
Ancho de la caja interior	19 mm
Altura de la caja interior	258 mm
Profundidad de la caja	275 mm
Ancho de la caja	270 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0137 cbm
Peso del producto	0.0152 kg
Peso de la caja	2.34 kg
EAN de la caja interna	4038917256469
EAN de la caja	4038917256452

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

