



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3900.002
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm, con rejilla, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células adherentes
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	9.4 cm ²
Volumen de trabajo	3 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm,
superficie: Estándar

Dimensiones

Diámetro	35 mm
Altura del producto	10 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	322 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0211 cbm
Peso del producto	0.0042 kg
Peso de la caja	2.82 kg
EAN de la caja interna	4038917337984
EAN de la caja	4038917365796

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

