



Descripción del artículo

Número de pedido	72.609.711
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 2 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre, estéril, 500 unidades/bolsa doble

Características del producto

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	2 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Dimensiones

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2500
Tipo de embalaje bolsa doble
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2500
unidades / pallet 130000
Profundidad de la caja 598 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 135 mm
Volumen de la caja 0.0305 cbm
Peso del producto 0.0012 kg
Peso de la caja 3.65 kg
EAN de la caja interna 4038917114608
EAN de la caja 4038917043816

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

