



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3900.500
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm, material: PS, superficie: Suspensión, para células de suspensión, color de la codificación: verde, TC Tested, 10 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células de suspensión
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	9.4 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	3 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	35 mm
Altura del producto	10 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	322 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0211 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	2.59 kg
EAN de la caja interna	4038917338011
EAN de la caja	4038917365819

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

