



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3910.300
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-25, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, tapón roscado de 2 posiciones, TC Tested, 10 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	tapón roscado de 2 posiciones
Tipo de célula	células exigente adherente
Superficie crecimiento	24.7 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	7 ml - 12,5 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	amarillo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	300
unidades / pallet	6000
Profundidad de la caja	595 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	350 mm
Volumen de la caja	0.085 cbm
Peso del producto	0.0152 kg
Peso de la caja	7.42 kg
EAN de la caja interna	4038917337410
EAN de la caja	4038917337403

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

