



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.703
Descripción del artículo	Microtubo roscado, volumen de trabajo: 1,5 ml, fondo cónico con faldón, con moleteado, transparente, sin cierre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Muecas	sí
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	1,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA  
Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificación CE CE - Declaración del fabricante  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 5000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 500  
unidades / caja 5000  
unidades / pallet 180000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 398 mm  
Altura de la caja 310 mm  
Volumen de la caja 0.0491 cbm  
Peso del producto 0.0013 kg  
Peso de la caja 7.23 kg  
EAN de la caja interna 4038917083553  
EAN de la caja 4038917067973

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

