



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3925.400
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular, 96 pocillos, material: PS, superficie: BIOFLOAT?, para Cultivo de esferoides, fondo redondo, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	Cultivo de esferoides
Forma del fondo	fondo redondo
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	0,1 ml - 0,2 ml
Tipo de recipiente	Placa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	0.31 ml
Ancho del producto	85.2 mm
Altura del producto	16.55 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	4
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	4
unidades / caja	24
unidades / pallet	1440
Profundidad caja interior	205 mm
Ancho de la caja interior	140 mm
Altura de la caja interior	80 mm
Profundidad de la caja	322 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0211 cbm
Peso del producto	0.049 kg
Peso de la caja	2.36 kg
EAN de la caja interna	4038917923965
EAN de la caja	4038917923972

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

