



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	72.380
Descripción del artículo	Tubo CryoPure, 2 ml, tubo: PP, tapa roscada QuickSeal, cierre montado, PP, blanco, Rosca interior, con junta tórica de silicona, volumen nominal: 1,6 ml, Cryo Performance Tested, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapa roscada QuickSeal
Tipo de cierre	tapón de rosca
Rosca interna o externa	Rosca interior
Versión	con junta tórica de silicona
Volumen de trabajo	1,6 ml
Tipo de recipiente	Tubo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	1.6 ml
Volumen máx.	2 ml
Diámetro	12.65 mm
Longitud del producto	47.7 mm
Longitud sin tapón	37.8 mm

### **Material y colores**

Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	blanco
Material de la junta tórica	silicona
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	Cryo Performance Tested
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	104000
Profundidad caja interior	293 mm
Ancho de la caja interior	183 mm
Altura de la caja interior	118 mm
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0305 cbm
Peso del producto	0.0019 kg
Peso de la caja	4.93 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo CryoPure, 2 ml, tapa roscada QuickSeal,**  
**blanco**

**Página 3**

EAN de la caja interna            4038917081405  
EAN de la caja                        4038917080606

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-13

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**