



Descripción del artículo

Número de pedido	72.735.100
Descripción del artículo	Recipiente individual PCR, 0,5 ml, Biosphere® plus, transparente, material: PP, con escudo anticontaminación, tapón plano, apto para qPCR, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para qPCR	sí
Forma del fondo	cónico
Perfil alto o bajo	Perfil alto
Número de pocillos	1
Volumen de trabajo	25 µl - 0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Recipiente individual PCR, 0,5 ml, Biosphere® plus, transparente, PP, tapón plano

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	0.5 ml
Volumen máx.	500 µl
Diámetro	7.9 mm
Ancho del producto	10 mm
Altura del producto	29.5 mm
Longitud del producto	30.9 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	Biosphere® plus
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	144000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	126 mm
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.01 cbm
Peso del producto	0.0004 kg
Peso de la caja	0.75 kg
EAN de la caja interna	4038917120050
EAN de la caja	4038917056465

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-12

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT