




## Especificaciones del producto

### S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco, (LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	01.1728.001
Descripción del artículo	S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 7,5 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 92 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	sin preparación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,**  
**(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 7.5 ml  
Diámetro exterior de la tapa 18 mm  
Diámetro 15 mm  
Longitud incluido el tapón 108 mm  
Longitud sin tapón 92 mm  
Longitud con tapón y émbolo 129 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre blanco  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificación CE CE - Declaración del fabricante  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 32000  
Profundidad caja interior 189 mm  
Ancho de la caja interior 134 mm  
Altura de la caja interior 82 mm  
Profundidad de la caja 440 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® neutra Z, 7,5 ml, cierre blanco,**  
**(LxØ): 92 x 15 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	144 mm
Volumen de la caja	0.0253 cbm
Peso del producto	0.0076 kg
Peso de la caja	4.63 kg
EAN de la caja interna	4038917133326
EAN de la caja	4038917024815

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**