



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1925.001
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero Gel CAT, preparación: activador de coagulación/gel, 4 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: marrón, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	marrón
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Impermeable sí
Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 4 ml
Diámetro exterior de la tapa 16 mm
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre marrón
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 39000
Profundidad caja interior 171 mm
Ancho de la caja interior 116 mm
Altura de la caja interior 73 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero Gel CAT, 4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0055 kg
Peso de la caja	3.49 kg
EAN de la caja interna	4038917359443
EAN de la caja	4038917359436

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT