




Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero Gel CAT LightPROTECT, 4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1925.003
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero Gel CAT LightPROTECT, preparación: activador de coagulación/gel, 4 ml, tapón roscado con membrana, cierre marrón, código de color EU/ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/marrón, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/marrón
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero Gel CAT LightPROTECT, 4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	4 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

Material y colores

Color del producto	blanco
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Suero Gel CAT LightPROTECT, 4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	116 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0054 kg
Peso de la caja	3.47 kg
EAN de la caja interna	4038917528894
EAN de la caja	4038917528887

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT