



### Descripción del artículo

Número de pedido	05.1557.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre rojo,**  
**(LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Impermeable sí  
Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 2.7 ml  
Diámetro exterior de la tapa 13 mm  
Diámetro 11 mm  
Longitud incluido el tapón 82 mm  
Longitud sin tapón 66 mm  
Longitud con tapón y émbolo 103 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre rojo  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificación CE CE - Declaración del fabricante  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 56000  
Profundidad caja interior 145 mm  
Ancho de la caja interior 108 mm  
Altura de la caja interior 63 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre rojo,**  
**(LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0042 kg
Peso de la caja	2.63 kg
EAN de la caja interna	4038917130691
EAN de la caja	4038917032315

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**