



Especificaciones del producto

S-Monovette® Homocisteína HCY Gel, 2,7 ml, cierre gris claro, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1908.001
Descripción del artículo	S-Monovette® Homocisteína HCY Gel, preparación: Estabilizador de homocisteína, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre gris claro, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: marrón/gris, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Estabilizador de homocisteína
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	marrón/gris
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Homocisteína HCY Gel, 2,7 ml,
cierre gris claro, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta
de papel**

Página 2

Impermeable sí
Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 2.7 ml
Diámetro exterior de la tapa 16 mm
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 91 mm
Longitud sin tapón 75 mm
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre gris claro
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 50
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 39000
Profundidad caja interior 171 mm
Ancho de la caja interior 116 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® Homocisteína HCY Gel, 2,7 ml,
cierre gris claro, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta
de papel

Página 3

Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.0052 kg
Peso de la caja	3.36 kg
EAN de la caja interna	4038917163064
EAN de la caja	4038917163057

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT