



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 4,9 ml, cierre verde, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1940.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Heparina de litio gel LH, preparación: Heparina de litio gel, 4,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 90 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: verde, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio gel
Concentración de la preparación	25 UI/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	verde
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 4,9 ml, cierre verde, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Centrifugación recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	15 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	4.9 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	90 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 4,9 ml,
cierre verde, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de
papel**

Página 3

unidades / pallet	36000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	130 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0208 cbm
Peso del producto	0.0057 kg
Peso de la caja	3.63 kg
EAN de la caja interna	4038917241779
EAN de la caja	4038917241762

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT