



Especificaciones del producto
Monovette® para gas en sangre, heparina de litio equilibrada con calcio, 2 ml, cierre blanco/naranja, conexión: Luer (m)

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	05.1147.020
Descripción del artículo	Monovette® para gas en sangre, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 2 ml, cierre blanco/naranja, etiqueta/impresión: transparente/naranja, conexión: Luer (m), (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, 1 unidades/blíster, estéril, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	arterial y venosa
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	50 UI/ml sangre
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre
Conexión	Luer (m)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Monovette® para gas en sangre, heparina de litio
equilibrada con calcio, 2 ml, cierre
blanco/naranja, conexión: Luer (m)**

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	2 ml
Diámetro	11 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	100 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco/naranja
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	15000
Profundidad caja interior	426 mm
Ancho de la caja interior	111 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	578 mm
Ancho de la caja	443 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0499 cbm
Peso del producto	0.0042 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Monovette® para gas en sangre, heparina de litio
equilibrada con calcio, 2 ml, cierre
blanco/naranja, conexión: Luer (m)**

Página 3

Peso de la caja	3.38 kg
EAN de la caja interna	4038917125963
EAN de la caja	4038917020350

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT