



Especificaciones del producto
Monovette® para gas en sangre, heparina de litio equilibrada con calcio, 2 ml, cierre blanco/naranja, conexión: Luer (m)

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	05.1147.028
Descripción del artículo	Monovette® para gas en sangre, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 2 ml, cierre blanco/naranja, etiqueta/impresión: transparente/naranja, conexión: Luer (m), (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con adaptador de membrana montado, 1 unidades/blíster, estéril, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	arterial y venosa
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	50 UI/ml sangre
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Versión	adaptador de membrana montado
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

 **SARSTEDT**



Especificaciones del producto
**Monovette® para gas en sangre, heparina de litio
equilibrada con calcio, 2 ml, cierre
blanco/naranja, conexión: Luer (m)**

Página 2

Conexión Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal 2 ml
Diámetro 11 mm
Longitud incluido el tapón 82 mm
Longitud sin tapón 66 mm
Longitud con tapón y émbolo 100 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre blanco/naranja
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 100
unidades / caja 500
unidades / pallet 15000
Profundidad caja interior 426 mm
Ancho de la caja interior 111 mm
Altura de la caja interior 171 mm
Profundidad de la caja 578 mm
Ancho de la caja 443 mm
Altura de la caja 195 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® para gas en sangre, heparina de litio
equilibrada con calcio, 2 ml, cierre
blanco/naranja, conexión: Luer (m)

Página 3

Volumen de la caja	0.0499 cbm
Peso del producto	0.0042 kg
Peso de la caja	3.4 kg
EAN de la caja interna	4038917280679
EAN de la caja	4038917280662

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT