



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® para gas en sangre, heparina de litio equilibrada con calcio, 2 ml, cierre blanco/naranja, conexión: Luer (m)**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	05.1147.048
Descripción del artículo	Monovette® para gas en sangre, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 2 ml, cierre blanco/naranja, etiqueta/impresión: transparente/naranja, conexión: Luer (m), (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con Desaireador montado, 1 unidades/blíster, estéril, 100 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de extracción	arterial y venosa
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	50 UI/ml sangre
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/naranja
Graduación	escala nominal
Versión	Desaireador montado
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® para gas en sangre, heparina de litio  
equilibrada con calcio, 2 ml, cierre  
blanco/naranja, conexión: Luer (m)**

**Página 2**

Conexión Luer (m)

### **Dimensiones**

Volumen nominal 2 ml  
Diámetro 11 mm  
Longitud incluido el tapón 82 mm  
Longitud sin tapón 66 mm  
Longitud con tapón y émbolo 100 mm

### **Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre blanco/naranja  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificación CE CE - Declaración del fabricante  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje blíster  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 15000  
Profundidad caja interior 351 mm  
Ancho de la caja interior 111 mm  
Altura de la caja interior 171 mm  
Profundidad de la caja 578 mm  
Ancho de la caja 443 mm  
Altura de la caja 195 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® para gas en sangre, heparina de litio**  
**equilibrada con calcio, 2 ml, cierre**  
**blanco/naranja, conexión: Luer (m)**

**Página 3**

Volumen de la caja	0.0499 cbm
Peso del producto	0.0046 kg
Peso de la caja	3.66 kg
EAN de la caja interna	4038917125970
EAN de la caja	4038917075701

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-08-22

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**