



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 4 ml, cierre violeta,
(LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	03.1068.100
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K3, preparación: EDTA K3, 4 ml, tapón roscado con membrana, cierre violeta, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: violeta, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	violeta
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 4 ml, cierre violeta,
(LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	4 ml
Diámetro exterior de la tapa	18 mm
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	violeta
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	34000
Profundidad caja interior	189 mm
Ancho de la caja interior	117 mm
Altura de la caja interior	82 mm
Profundidad de la caja	440 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	129 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 4 ml, cierre violeta,
(LxØ): 75 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Volumen de la caja	0.0227 cbm
Peso del producto	0.0062 kg
Peso de la caja	3.93 kg
EAN de la caja interna	4038917125260
EAN de la caja	4038917019880

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-08-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT