



Especificaciones del producto

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, cierre azul, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1902.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, preparación: Citrato 9NC, 2,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre azul, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: azul, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	azul
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, cierre azul, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Centrifugación recomendada	1800 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	2.9 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	81 mm
Longitud sin tapón	65 mm
Longitud con tapón y émbolo	102 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	azul
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, cierre azul, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 3

unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	105 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.0043 kg
Peso de la caja	2.84 kg
EAN de la caja interna	4038917134194
EAN de la caja	4038917025508

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT