




**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 2,6 ml, cierre gris, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1903.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, preparación: Fluoruro + EDTA, 2,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre gris, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: gris, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Fluoruro + EDTA
Concentración de la preparación	1,0 mg/ml sangre + 1,2 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	gris
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 2,6 ml, cierre gris, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Volumen nominal	2.6 ml
Diámetro exterior de la tapa	16 mm
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	81 mm
Longitud sin tapón	65 mm
Longitud con tapón y émbolo	102 mm

### Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	gris
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	171 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 2,6 ml, cierre gris, (LxØ): 65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Ancho de la caja interior	105 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.004 kg
Peso de la caja	2.71 kg
EAN de la caja interna	4038917134217
EAN de la caja	4038917025522

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**