



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 1,2 ml, cierre gris, (LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	06.1665.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, preparación: Fluoruro + EDTA, 1,2 ml, tapón roscado con membrana, cierre gris, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: blanco/gris, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Fluoruro + EDTA
Concentración de la preparación	1,0 mg/ml sangre + 1,2 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	blanco/gris
Graduación	sí
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 1,2 ml, cierre gris, (LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 2**

Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Volumen nominal	1.2 ml
Diámetro exterior de la tapa	13 mm
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	103 mm

### Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	gris
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	goma
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	56000
Profundidad caja interior	145 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 1,2 ml, cierre gris, (LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	2.19 kg
EAN de la caja interna	4038917132855
EAN de la caja	4038917024495

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**