



Especificaciones del producto

S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, cierre color frambuesa, (LxØ): 100 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	01.2040.001
Descripción del artículo	S-Monovette® cfDNA Exact, preparación: cfDNA estabilizador, 9,2 ml, tapón roscado con membrana, cierre color frambuesa, (LxØ) sin tapón: 100 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo oscuro, 20 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	cfDNA estabilizador
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	rojo oscuro
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, cierre color frambuesa, (LxØ): 100 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	9.2 ml
Diámetro exterior de la tapa	18 mm
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	116 mm
Longitud sin tapón	100 mm
Longitud con tapón y émbolo	136 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	color frambuesa
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	80
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	20
unidades / caja	80
unidades / pallet	8640
Profundidad caja interior	184 mm
Ancho de la caja interior	141 mm
Altura de la caja interior	83 mm
Profundidad de la caja	388 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, cierre color frambuesa, (LxØ): 100 x 15 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Ancho de la caja	345 mm
Altura de la caja	105 mm
Volumen de la caja	0.0141 cbm
Peso del producto	0.0099 kg
Peso de la caja	1.9 kg
EAN de la caja interna	4038917576666
EAN de la caja	4038917576659

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT