



Especificaciones del producto
S-Monovette® , VSG, 2 ml, cierre negra, (LxØ): 66
x 11 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	05.1079.100
Descripción del artículo	S-Monovette® , VSG, 4NC, preparación: Citrato 4NC, volumen nominal: 2 ml, (LxØ) con tapón: 82 x 11 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, cierre negra, código de color ISO, estéril, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 4NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	VSG
Indicado para	Sediplus® S 100

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® , VSG, 2 ml, cierre negra, (LxØ): 66
x 11 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	2 ml
Diámetro	11 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	103 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	negra
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	56000
Profundidad caja interior	145 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® , VSG, 2 ml, cierre negra, (LxØ): 66
x 11 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	2.58 kg
EAN de la caja interna	4038917125505
EAN de la caja	4038917020114

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT