



Descripción del artículo

Número de pedido	85.923
Descripción del artículo	Microaguja, para la extracción de cantidades mínimas de sangre, aguja (ØxL): 23G x 3/4", color de la codificación: azul, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 50 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	para la extracción de cantidades mínimas de sangre
Codificar color	azul
Producto de seguridad	no

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	23 G / 0,6 mm
Longitud de la aguja	19 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Productos sanitarios (MD)
Certificación CE	CE0124 - DEKRA
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	55000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	230 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0124 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	1.36 kg
EAN de la caja interna	4038917281812
EAN de la caja	4038917281805

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

