



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3941.511
Descripción del artículo	Filtropur BT 50, Filtro superior de botella, para tapón de rosca 45mm, 500 ml, tamaño de poro: 0,22 µm, para la filtración estéril, estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Ejemplo de aplicación	para la filtración estéril
Indicado para	tapón de rosca 45mm
Filtro	sí
Superficie filtro	38.04 cm ²
Tamaño de poro	0,22
Conexión	Cono escalonado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Filtropur BT 50, Filtro superior de botella, 500 ml,
0,22 µm

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml
Altura del producto	12.87 cm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material del filtro	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno, no citotóxico, libre de DNasa/Rnasa
Esterilización	Irradiación con electrones
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	24
unidades / pallet	576
Profundidad de la caja	510 mm
Ancho de la caja	391 mm
Altura de la caja	329 mm
Volumen de la caja	0.0668 cbm
Peso del producto	0.0684 kg
Peso de la caja	3.56 kg
EAN de la caja interna	4038917969024
EAN de la caja	4038917969031

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-09-22

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT