



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 85.1638.200 |
| Descripción del artículo | Aguja Safety-Multifly® , aguja (ØxL): 21G x 3/4", color de la codificación: verde, longitud del tubo: 200 mm, con multiadaptador, casquillo guía desenroscable, sin DEHP, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 120 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|-----------------------|--|
| Versión | multiadaptador, casquillo guía desenroscable |
| Codificar color | verde |
| Producto de seguridad | sí |
| Conexión | tapón roscado con membrana |

Dimensiones

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Diámetro exterior de la aguja | 21 G / 0,8 mm |
| Diámetro del tubo | 2.3 mm |
| Longitud de la aguja | 19 mm |
| Longitud del tubo | 200 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|---|
| Categoría de producto | Productos sanitarios (MD) |
| Certificación CE | CE0124 - DEKRA |
| Estándar de pureza | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas |
| Esterilización | Esterilización por gas |
| Apirógeno | sí |
| Plastificante | sin DEHP |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 480 |
| Tipo de embalaje | blíster |
| unidades / caja interna | 120 |
| unidades / caja | 480 |
| unidades / pallet | 20640 |
| Profundidad caja interior | 224 mm |
| Ancho de la caja interior | 214 mm |
| Altura de la caja interior | 171 mm |
| Profundidad de la caja | 442 mm |
| Ancho de la caja | 358 mm |
| Altura de la caja | 240 mm |
| Volumen de la caja | 0.038 cbm |
| Peso del producto | 0.004 kg |
| Peso de la caja | 3.66 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917423885 |
| EAN de la caja | 4038917423595 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

