



Descripción del artículo

Número de pedido	85.1640.200
Descripción del artículo	Aguja Safety-Multifly® , aguja (ØxL): 23G x 3/4" , color de la codificación: azul, longitud del tubo: 200 mm, con multiadaptador, casquillo guía desenroscable, sin DEHP, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 120 unidades/caja
Número PZN	6797436

Características del producto

Versión	multiadaptador, casquillo guía desenroscable
Codificar color	azul
Producto de seguridad	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	23 G / 0,6 mm
Diámetro del tubo	2.3 mm
Longitud de la aguja	19 mm
Longitud del tubo	200 mm

Pureza y certificación

Categoría de producto	Productos sanitarios (MD)
Certificación CE	CE0124 - DEKRA
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Plastificante	sin DEHP
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	120
unidades / caja	480
unidades / pallet	20640
Profundidad caja interior	224 mm
Ancho de la caja interior	214 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	442 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	240 mm
Volumen de la caja	0.038 cbm
Peso del producto	0.004 kg
Peso de la caja	3.64 kg
EAN de la caja interna	4038917423939
EAN de la caja	4038917423649

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

