



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	85.1642.235
Descripción del artículo	Aguja Safety-Multifly® , aguja (ØxL): 25G x 3/4" , color de la codificación: naranja, longitud del tubo: 200 mm, con Multiadaptador, sin DEHP, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 120 unidades/caja

### **Características del producto**

Versión	Multiadaptador
Codificar color	naranja
Producto de seguridad	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### **Dimensiones**

Diámetro exterior de la aguja	25 G / 0,5 mm
Diámetro del tubo	2.3 mm
Longitud de la aguja	19 mm
Longitud del tubo	200 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Productos sanitarios (MD)
Certificación CE	CE0124 - DEKRA
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Plastificante	sin DEHP
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	480
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	120
unidades / caja	480
unidades / pallet	20640
Profundidad caja interior	224 mm
Ancho de la caja interior	214 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	442 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	240 mm
Volumen de la caja	0.038 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	3.55 kg
EAN de la caja interna	4038917424004
EAN de la caja	4038917423717

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

