



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	10.252
Descripción del artículo	Monovette® de orina, volumen nominal: 10 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 102 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico, 64 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/amarillo
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina
Ejemplo de aplicación	Recogida, transporte y almacenamiento de orina
Forma del fondo	fondo redondo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

 **SARSTEDT**



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 2

Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	102 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	512
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	64
unidades / caja	512
unidades / pallet	24576
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	205 mm
Volumen de la caja	0.0301 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 3

Peso del producto	0.0085 kg
Peso de la caja	4.85 kg
EAN de la caja interna	4038917279901
EAN de la caja	4038917279772

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT