



Descripción del artículo

Número de pedido	10.253
Descripción del artículo	Monovette® de orina, Ácido bórico, volumen nominal: 10 ml, Ácido bórico, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 102 x 15 mm, transparente, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre verde, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico, 64 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	Ácido bórico
Concentración de la preparación	15 mg/ml
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/verde
Graduación	no
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Especificaciones del producto

Monovette® de orina, Ácido bórico, 10 ml, cierre verde, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 2

Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	102 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Ficha de seguridad	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	512
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	64
unidades / caja	512
unidades / pallet	24576
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	205 mm
Volumen de la caja	0.0301 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Ácido bórico, 10 ml, cierre verde, (LxØ): 102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 3

Peso del producto	0.0086 kg
Peso de la caja	4.92 kg
EAN de la caja interna	4038917279918
EAN de la caja	4038917279789

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT