



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, 3,2 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 75 x 13 mm, 64 unidades/bolsa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	10.250.001
Descripción del artículo	Monovette® de orina, volumen nominal: 3,2 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 75 x 13 mm, transparente, escala nominal, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de papel, adecuada para sistema de transporte de muestras Tempus®, 64 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina
Indicado para	sistema de transporte de muestras Tempus®

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

 **SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, 3,2 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 75 x 13 mm, 64 unidades/bolsa**

**Página 2**

Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	3,2 ml
Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	Luer (m)

**Dimensiones**

Volumen nominal	3.2 ml
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	90 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	109 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	512
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	64
unidades / caja	512
unidades / pallet	36864
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, 3,2 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 75 x 13 mm, 64 unidades/bolsa**

**Página 3**

Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0208 cbm
Peso del producto	0.0054 kg
Peso de la caja	3.23 kg
EAN de la caja interna	4038917279499
EAN de la caja	4038917279482

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**