



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre azul, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 10.252.011 |
| Descripción del artículo | Monovette® de orina, volumen nominal: 10 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 102 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre azul, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico, 64 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo de extracción | Aspiración |
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de plástico |
| Color impresión/etiqueta | amarillo |
| Graduación | sí |
| Tapón | tapón de rosca Luer |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Protección de la luz | no |
| Ámbito de aplicación | Tubo para muestra de orina |
| Ejemplo de aplicación | Recogida, transporte y almacenamiento de orina |
| Forma del fondo | fondo redondo |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre azul, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 2

| | |
|----------------------------|----------|
| Volumen de trabajo | 10 ml |
| Centrifugación recomendada | 400 x g |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Conexión | Luer (m) |

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Volumen nominal | 10 ml |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud incluido el tapón | 117 mm |
| Longitud sin tapón | 102 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 127 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | azul |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoría de producto | Diagnóstico in vitro (IVD) |
| Certificación CE | CE - Declaración del fabricante |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|------------|
| Pedido mínimo | 512 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 64 |
| unidades / caja | 512 |
| unidades / pallet | 24576 |
| Profundidad de la caja | 388 mm |
| Ancho de la caja | 378 mm |
| Altura de la caja | 205 mm |
| Volumen de la caja | 0.0301 cbm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, 10 ml, cierre azul, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 3

| | |
|------------------------|---------------|
| Peso del producto | 0.0085 kg |
| Peso de la caja | 4.85 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917279956 |
| EAN de la caja | 4038917279826 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT