



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, 8,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	10.258.001
Descripción del artículo	Monovette® de orina, Z, volumen nominal: 8,5 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 92 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de papel, 64 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo/blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, 8,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 2

Centrifugación recomendada 400 x g
Tiempo de centrifugación 5 Min
Conexión Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal 8.5 ml
Diámetro 15 mm
Longitud incluido el tapón 106 mm
Longitud sin tapón 92 mm
Longitud con tapón y émbolo 127 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre amarillo
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoria de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Ficha de seguridad no
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 512
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 64
unidades / caja 512
unidades / pallet 24576
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 205 mm
Volumen de la caja 0.0301 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, 8,5 ml, cierre amarillo,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 3

Peso del producto	0.0078 kg
Peso de la caja	4.49 kg
EAN de la caja interna	4038917280020
EAN de la caja	4038917279888

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT