



Especificaciones del producto
Salivette® , con torunda de algodón, tapón:
blanco, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	51.1534
Descripción del artículo	Salivette® , con torunda de algodón, tapón: blanco, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: blanco/negro, para Análisis de saliva, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	blanco/negro
Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	con torunda de algodón
Ámbito de aplicación	Análisis de saliva
Centrifugación recomendada	1000 x g
Tiempo de centrifugación	2 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Salivette® , con torunda de algodón, tapón:
blanco, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Diámetro	16.8 mm
Longitud incluido el tapón	97 mm
Longitud sin tapón	84 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	28000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0298 cbm
Peso del producto	0.007 kg
Peso de la caja	4.09 kg
EAN de la caja interna	4038917086905
EAN de la caja	4038917005432

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT