



Descripción del artículo

Número de pedido	15.1670
Descripción del artículo	Multivette® 600 Suero CAT, muestras de sangre venosa y capilar, preparación: Activador de coagulación, volumen nominal: 600 µl, (LxØ) con tapón: 47,9 x 8 mm, con impresión, cierre blanco, tapón de rosca, fondo plano, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa y capilar
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	muestras de sangre venosa y capilar
Forma del fondo	fondo plano
Centrifugación recomendada	10000 U/min
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Multivette® 600 Suero CAT, 600 µl, cierre blanco, tapón de rosca

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	600 µl
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	47.9 mm
Longitud sin tapón	44.4 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	63000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	81 mm
Altura de la caja interior	81 mm
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	178 mm
Volumen de la caja	0.016 cbm
Peso del producto	0.0021 kg
Peso de la caja	2.76 kg
EAN de la caja interna	4038917087384
EAN de la caja	4038917005814

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT