



Descripción del artículo

Número de pedido	15.1671.100
Descripción del artículo	Multivette® 600 EDTA K3E, muestras de sangre venosa y capilar, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 600 µl, (LxØ) con tapón: 47,9 x 8 mm, con impresión, cierre violeta, tapón de rosca, fondo plano, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa y capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	violeta
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	muestras de sangre venosa y capilar
Forma del fondo	fondo plano

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	600 µl
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	47.9 mm
Longitud sin tapón	44.4 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	violeta

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	63000
Profundidad caja interior	201 mm
Ancho de la caja interior	81 mm
Altura de la caja interior	81 mm
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0167 cbm
Peso del producto	0.0022 kg
Peso de la caja	2.79 kg
EAN de la caja interna	4038917132954
EAN de la caja	4038917024594

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

